# BLASTインストール法

# BLASTのインストール(1)

# 以下のFTPサイトにアクセスし、最新版を入手する ftp://ftp.ncbi.nlm.nih.gov/blast/executables/blast+/LATEST/

#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、【表示】をクリックし、【エクスプローラーで FTP サイトを開く】をクリックしてください。

#### 1階層上のディレクトリへ





#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスブローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、「表示] をクリックし、 [エクスブローラーで FTP サイトを開く] をクリックしてください。

#### 1 階層上のディレクトリへ

12/07/2016	11:19午後	85	ChangeLog
12/07/2016	11:15午後	16,006,645	ncbi-blast-2.6.0+-1.src.rpm
12/07/2016	11:20午後	62	ncbi-blast-2.6.0+-1.src.rpm.md5
12/07/2016	11:15午後	179,851,100	ncbi-blast-2.6.0+-1.x86_64.rpm
12/07/2016	11:20午後	65	ncbi-blast-2.6.0+-1.x86_64.rpm.md5
12/07/2016	11:20午後	20,025,526	<u>ncbi-blast-2.6.0+-src.tar.gz</u>
12/07/2016	11:20午後	63	ncbi-blast-2.6.0+-src.tar.gz.md5
12/07/2016	11:20午後	23,400,924	ncbi-blast-2.6.0+-src.zip
12/07/2016	11:20午後	60	<u>ncbi-blast-2.6.0+-src.zip.md5</u>
01/03/2017	05:21午後	83,610,445	<u>ncbi-blast-2.6.0+-win64.exe</u>
12/07/2016	11:20午後	62	<u>ncbi-blast-2.6.0+-win64.exe.md5</u>
12/07/2016	11:17午後	222,504,398	<u>ncbi-blast-2.6.0+-x64-linux.tar.gz</u>
12/07/2016	11:20午後	69	ncbi-blast-2.6.0+-x64-linux.tar.gz.md5
12/07/2016	11:19午後	128,253,020	<u>ncbi-blast-2.6.0+-x64-macosx.tar.gz</u>
12/07/2016	11:20午後	70	ncbi-blast-2.6.0+-x64-macosx.tar.gz.md5
01/03/2017	05:21午後	83,358,626	<u>ncbi-blast-2.6.0+-x64-win64.tar.gz</u>
01/06/2017	09:14午後	69	<u>ncbi-blast-2.6.0+-x64-win64.tar.gz.md5</u>
12/07/2016	11:18午後	129,269,595	<u>ncbi-blast-2.6.0+.dmg</u>
12/07/2016	11:20午後	56	<u>ncbi-blast-2.6.0+.dmg.md5</u>

ftp.ncbi.nlm.nih.gov から ncbi-blast-2.6.0+-win64.exe (79.7 MB) を実行または保存しますか? 実行(R) 呆存(S) ▼ キャンセル(C)

×

"実行"をクリック -



#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、【表示】をクリックし、【エクスプローラーで FTP サイトを開く】をクリックしてください。

#### 1 階層上のディレクトリへ

12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2018 12/07/2016 12/07/2016 12/07/2016 01/03/2017 01/03/2017	11:19午後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後後	85 16,006,645 62 179,851,100 65 20,025,526 63 23,400,924 60 83,610,445 62 222,504,398 69 128,253,020 70 83,358,626 69	$\begin{array}{l} \underline{OhangeLog}\\ ncbi-blast-2.6.0+-1.src.rpm\\ ncbi-blast-2.6.0+-1.src.rpm.nd5\\ ncbi-blast-2.6.0+-1.x86 64.rpm\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.zlp\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.zlp\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-src.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-win64.exe\\ ncbi-blast-2.6.0+-win64-exe.nd5\\ ncbi-blast-2.6.0+-x64-linux.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-x64-macosx.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+-x64-win64.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+x64-win64.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+x64-win64.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+x64-win64.tar.gz\\ ncbi-blast-2.6.0+x64-win64-tar.gz\\ ncbi-blast-$
01/03/2017 01/06/2017	05:21午後 09:14午後	83,358,626 69	ncbi-blast-2.6.0+-x64-win64.tar.gz ncbi-blast-2.6.0+-x64-win64.tar.gz.md5
12/07/2016	11:20午後	123,269,090	ncbi-blast-2.6.0+.dmg.md5

ncbi-blast-2.6.0+-win64.exe はダウンロードしたユーザー数が少ないため、PC に問題を起こす可能性があります。 ×
"操作"をクリック



#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスブローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、【表示】をクリックし、【エクスブローラーで FTP サイトを開く】をクリックしてください。



"その他のオプション"をクリック

# BLASTのインストール(5)

#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、「表示] をクリックし、 [エクスプローラーで FTP サイトを開く] をクリックしてください。



AST $\mathcal{O}$	
	S NCBI BLAST 2.6.0+ Setup
	Choose Install Location
NCBI BLAST 2.6.0+ Setup	Choose the folder in which to install NCBI BLAST 2.6.0+.
License Agreement Please review the license terms before installing NCBI BLAST 2.6.0+.	Setup will install NCBI BLAST 2.6.0+ in the following folder. To install in a different folder, click Browse and select another folder. Click Install to start the installation.
Press Page Down to see the rest of the agreement.	
PUBLIC DOMAIN NOTICE National Center for Biotechnology Information This software (database is a " Inited States Covernment Work" under the	Destination Folder
terms of the United States Copyright Act. It was written as part of the author's official duties as a United States Government employee and thus cannot be copyrighted. This software/database is freely available to the public for use. The National Library of Medicine and the U.S.	C:¥Program Files¥NCBI¥blast-2.6.0+ Browse
Government have not placed any restriction on its use or reproduction. Although all reasonable efforts have been taken to ensure the accuracy	Space required: 232.0MB Space available: 58.2GB "Install"をクリック
If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the agreement to install NCBI BLAST 2.6.0+.	< Back Install Cancel
Nullsoft Install System v2.38 I Agree Cancel	S NCBI BLAST 2.6.0+ Setup
"I Agree"をクリック	Installation Complete Setup was completed successfully.
	Completed
	Show details
	"Close"をクリック Nullsoft Install System v2.38
	< Bad Close Cancel

# BLASTのインストール(7)

#### FTP ディレクトリ /blast/executables/blast+/LATEST/ / ftp.ncbi.nlm.nih.gov

エクスプローラーでこの FTP サイトを表示するには、Alt キーを押して、「表示] をクリックし、「エクスプローラーで FTP サイトを開く] をクリックしてください。

#### 1 階層上のディレクトリへ



インストールが完了してしばらくすると"プログラム互換性アシスタント"が出るので、"このプログラムは正しくインストールされました"をクリック

### BLASTのインストール(8)



# BLASTのインストール(9)

# インストールしたバージョンが 表示されれば、 正しくインストールされている、 ということがわかる

